

C - MOUVEMENTS LOCALISATIONS | Coaching Mouvements et Localisation dans Sillage

21 heures

SILM003



Objectifs pédagogiques

Niveau U2 U2 U2 U2 **Se perfectionner**

Analyser les pratiques pour identifier les axes d'amélioration du paramétrage et de l'utilisation des mouvements et des localisations des patients dans Sillage

Concevoir un plan d'action pour optimiser le paramétrage et l'utilisation des mouvements et des localisations des patients dans Sillage



Public(s)

Référent Sillage Dossier Patient,

Référent bureau des entrées,

Référent informatique



Pré-requis

Avoir suivi les formations SILML001 et SILML002



Modalités pédagogiques

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

Coaching (assistance)

Les formations de ce bloc :

- SILML001 Mettre en oeuvre la gestion des mouvements et localisation avec Sillage
- SILML002 Réaliser les mouvements des patients dans Sillage
- SILML003 Coaching « Mouvements et Localisations dans Sillage »



Moyens et supports pédagogiques

FORMATEUR

Consultant Progiciel Sillage

Expert Mouvements & Localisation



Modalités d'évaluation et de suivi

Évaluation en cours et fin de formation

Cette formation ne fait pas l'objet d'un contrôle des acquis via une certification



Formateur



Programme

A partir des savoirs acquis lors des formations au paramétrage et/ou à l'utilisation des mouvements et des localisations des patients dans le DPI Sillage, le formateur aide les stagiaires à développer leur autonomie en situation professionnelle en apprenant à identifier et à mettre en action leurs propres solutions :

- Remobilisation des connaissances
- Identification des difficultés dans le paramétrage et la gestion des mouvements dans Sillage
- Elaboration collaborative du plan d'amélioration
- Renfort des connaissances, le cas échéant

